

Sengevibrator

BE1270-P02



Egenskaper

Kraftig vibrasjon
Vekker også de som sover tungt

Gummiert overflate
Ligger på plass når den vibrerer

Sikker å bruke
Går på lav spenning

2 meter lang ledning
Lett å plassere hvor du vil

Kompatibel med Visit
Fungerer med alle Visitmottakere

MD

CE-merket medisinsk enhet
i henhold til EU MDR 2017/745

Vekker deg med vibrasjoner under puten eller madrassen.

Sengevibrator fra Bellman & Symfon er kraftig nok til å vekke t.o.m. den som sover tungt. Koble sengevibratoren til en Visitmottaker eller lader og plasser den under puten eller madrassen.


Sengevibratoren er meget kraftig uten å drives av innebygde batterier og har en gummiert overflate som holder den sikkert på plass når den vibrerer. Den är utstyrt med en lang ledning, så du kan plassere den akkurat hvor du vil.



Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde: **88 mm**
Bredde: **88 mm**
Dybde: **27 mm**
Vekt: **120 g**



Kompabilitet

Sengevibratoren kan kobles til følgende produkter:

Visitmottakere

- BE1441-868 Visit Blitsmottaker
- BE1442-868 Visit Blitsmottaker med batterireserve
- BE1450-868 Visit Bærbar Mottaker
- BE1580-868 Visit Alarmklokke

Visit tilbehør

- BE1260-C Visit Lader for BE1470-868 Visit Pager
- BE1570 Visit Lader for BE1560 Armbåndsmottaker

Vekkerklokker


- BE1350 Vekkerklokke Classic
- BE1370-C Vekkerklokke Pro

Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Anslutninger



Strømforsyning

- Driftsspennning
2.0 – 4.0 V DC fra en Visitmottaker
- Strømforbruk
250 – 750 mA

Kabler og kontakter

- Kabellengde: 2 m
- Kontakt: 3.5 mm mono

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfril. Rengjør kun med en tørr klut.
- Bruk ikke vaskemidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Ikke for gjenbruk.

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% ikke kondenserende

I esken

- BE1270-P02 Sengevibrator
- Bruksanvisning



© 2021 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1270-P02_001DSH1.0-NO

bellman.com