

Hodetelefoner

BE9122-P02



Egenskaper

Halvtette hodetelefoner
Klart lyd minimal feedback

Enkel ledning
Helt krøllefri utforming

Lette og sammenlegbare
Enkle å ha på seg

Robust og vikbar hodetelefon.

Stereohodetelefonene er spesielt utviklet for Bellman & Symfons digitale hørselshjelpemidler. De er utstyrt med bøyle og har halve øreklokker som sitter utenpå øret. Hodeltelefonene har en klar lyd med minimal feedback. De er utstyrt med ledning på den ene siden og er meget lett å bruke.

De veier de veldig lite og er sammenlegbare slik at de passer opp i BE9147 rieseetui.

Teknisk data

■ Hodetelefon	Ø 30 mm
■ Uteffekt	maks 100 mW
■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	32 Ω +/- 10%
■ Følsomhet	≥109 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3.5 mm stereoplugg
■ Ledninglengde	1,25 m
■ Vekt	57 g
■ Farge	Svart

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9122-P02_001DSH1.0-NO

bellman.com