


Hodetelefoner med Mikrofon

BE9229-P02



Egenskaper

Svarknapp
Med integrert mikrofon

In-ear design
Øker taleoppfattelse

Liten og lett
For en mer diskret utseende

Snakk og hør uforstyrret.

Dette settet er spesielt utviklet for Maxi Pro og kan også brukes for å høre på musikk eller prate i telefonen uforstyrret. Det har en svarknapp med integrert mikrofon og gir en tydelig og detaljert stereolyd.

Settet har lav vekt og gir mye bra skjerming mot forstyrrende omgivelseslyd. Dette forbedrer taleforståelsen.

Tekniske data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 Ω
■ Følsomhet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Ledningslengde	1,25 m
■ Vekt	16 g
■ Farge	Svart
■ Krøllefri ledning	
■ To størrelser på silikonpropper følger med	

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9229-P02_001DSH1.0_NO bellman.com