

Magnetisk Bryter

BE9023-P02



Egenskaper

Fleksibel

Fungerer på dører og vinduer

Lett å installere

Med dobbelsidig teip

Kompatibelt med Visit

Fungerer med Visitsystemet


Overvåker dine dører og vinduer.

Den Magnetiske bryteren fra Bellman & Symfon er spesielt utviklet for Visitsystemets løsninger for smarte hjem.

Den monteres på dør- eller vinduskarmen og kobles til Visit Telefonsenderen. Når et vindu eller en dør åpnes, sender bryteren signal til din Visit Mottaker som varsler deg med lyd, lys eller vibrasjoner (avhengig av type mottakeren som er installert).

Tekniske spesifikasjoner

- Mål 25 x 62 x 13 mm
- Vekt 25 g
- Tilkobling 3,5 mm mono teleplugg
- Ledningslengde 0,5 m
- Kontaktbrytere:
 - Åpent > 1 cm fra magnet
 - Lukket < 2 cm fra magnet
- Farge Hvit
- Kun for innendørs bruk



Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9023-P02_001DSH1.0_NO

bellman.com