

Øreplugger

BE9124-P02



Egenskaper

Tette øreplugger
Reduserer risiko for
tilbakekoblinger

I-øre design
Øker taleforståelse

Liten och lett
For et mer diskret utseende

Diskrete og lette øreplugger.

Øreplugger er spesielt utviklet for

Bellman & Symfons digitale lytttehjelpemidler. De er lette og gir et tydelig og detaljert stereolyd. De er ganske tette noe som forhindrer forstyrrende bakgrunnsstøy og tilbakekobling (feedback).

Ørepluggerne er lette og gir god isolasjon fra støyende bakgrunnsstøy. Dette forbedrer taleforståelsen.

Teknisk data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 Ω +/- 10%
■ Følsomhet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Ledningslengde	1,25 m
■ Vekt	16 g
■ Farge	Svart
■ Krøllefri ledning	
■ To størrelser på silikonpropper følger med	

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9124-P02_001DSH1.0-NO bellman.com